




CwASH[®]

More Reason To Smile

COS'È CWASH®

Cwash® è il **più innovativo** dispositivo per l'igiene orale che **non necessita né di acqua né di dentifricio**.

DA COSA È COMPOSTO




BITE



CASE

COSA C'È NELLA SCATOLA



Bite



Case



Cavo da ricarica USB



Busta porta bite



Manuale d'istruzioni

COME FUNZIONA

BITE Bite innovativo composto da un polimero a rilascio graduale con centinaia di micro setole



ADDITIVI Mescola composta da mentolo e xilitolo



MICRO OSCILLAZIONI



Cwash® Grazie al lavoro combinato del bite a rilascio graduale con mentolo e xilitolo e delle micro oscillazioni, Cwash® consente il completo lavaggio di tutta l'arcata dentale in soli 30 secondi.



DETTAGLI MESCOLO

XILITOLO: Proprietà antibatteriche

&

MENTOLO: Sensazione di freschezza


COME PUÒ CWASH® OFFRIRE UNA PULIZIA EFFICACE IN SOLI 30 SECONDI?

Gli studi consigliano di spazzolare ogni singola arcata dentale per almeno 30 secondi, quindi significa 30 secondi per l'arcata dentale in alto a destra, 30 per l'arcata dentale in alto a sinistra, 30 secondi per l'arcata dentale in basso a destra e 30 secondi per l'arcata dentale in basso a sinistra.


Cwash®, invece, pulisce contemporaneamente l'intera arcata dentale, ecco perché bastano solo 30 secondi.

Durata standard del trattamento consigliata: 30 secondi, ma è possibile modificare la durata del trattamento utilizzando l'app.

DETTAGLIO PARTI BITE



DETTAGLIO PARTI CASE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INNOVATIVO

Bite innovativo realizzato con un polimero a rilascio graduale (mentolo e xilitolo)

SMART

Applicazione per smartphone

BATTERIA CON LUNGA DURATA

Batteria di lunga durata, che permette di offrire le migliori prestazioni

PORTATILE

Con la sua pratica custodia portatile, si può portare Cwash® ovunque

PULIZIA PERSONALIZZABILE

Durata e intensità del trattamento regolabili tramite applicazione

STATISTICHE

Per il monitoraggio dello stato di usura del bite e metriche di lavaggio

30 SEC. PER PULIRLI

Diminuisce il tempo di lavaggio da 2 minuti a 30 secondi

SOSTITUIBILE


Grazie alle sue apposite ricariche, si possono sostituire i bite che hanno una durata di 100 cicli circa

PER CHI È


-  Persone con ridotte capacità motorie, disabili, allettati, per favorire l'autonomia
-  Cwash® è un prodotto indicato a tutti; a chi viaggia spesso, a chi ha poco tempo,

COME SI ASSOCIA ALL'APP

- Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth sul proprio smartphone




- Aprire l'applicazione sulla schermata "device"




- Assicurarsi che il device sia acceso, qualora non lo fosse accenderlo



- Selezionare il device dalla lista di dispositivi e premere il tasto "connect"



- Modificare a piacimento i parametri e premere il tasto "apply"



ACCESSORI GIÀ IN VENDITA


CASE PORTATILE

Porta il tuo Cwash® ovunque tu voglia grazie alla custodia portatile pratica ed efficace che mantiene il dispositivo in un luogo sicuro e pulito.



BITE DI RICAMBIO

È disponibile una confezione contenente 2 bite di ricambio



ACCESSORI

IN ARRIVO A PARTIRE DA INIZIO 2022

DOCKING STATION UV

Custodia studiata perchè tutto abbia il giusto collocamento. Posizionando il bite all'interno della custodia, nella sua sezione, si accende automaticamente la luce UV, che avvia il ciclo a tempo per sconfiggere i batteri e igienizzare le parti sensibili.

Il LED di stato, quello posto all'esterno della custodia, fornisce feedback di quando il dispositivo è completamente carico. Il supporto del bite è facilmente rimovibile e pulibile.

PORTACASE DA VIAGGIO

Porta il tuo Cwash® ovunque tu voglia: è dotato di una custodia portatile pratica ed efficace che mantiene il dispositivo in un luogo sicuro e pulito.

ELENCO TEST SUPERATI

TEST MESCOLO

- Test biocompatibilità (USP Classe VI)
- Valutazione biologica dei dispositivi medici per verificare l'irritazione della pelle (ISO 10993-10)
- Valutazione biologica dei dispositivi medici per verificare reazioni avverse sistemiche causate dal materiale (ISO 10993-11)
- Valutazione biologica dei dispositivi medici che specifica i test relativi all'interazione con il sangue (ISO 10993-4)
- Valutazione biologica dei dispositivi medici che specifica i test per la citotossicità in vitro (ISO 10993-5)
- Rispetto della norma relativa a materiali/oggetti di materia plastica che vengono a contatto con gli alimenti (10/2011/CE)

TEST BITE

SULLA MESCOLO

Test chimico in condizioni controllate per la valutazione della quantità di additivo rilasciato durante il normale utilizzo

TEST GENERALI

TEST IN CORSO (secondo la norma UNI EN ISO 20127)

- Ispezione visiva e manuale del dispositivo
- Test di sicurezza elettrica secondo la IEC 60335-1 e IEC 60335-2-52
- Prova meccanica di resistenza delle setole ad una certa forza di trazione
- Prova di ritenzione del bite e di forza meccanica secondo la IEC 60335-1 e IEC 60335-2-52 di trazione
- Prova di resistenza alla degradazione chimica



Cwash® è un marchio registrato di Plus Biomedicals Srl

Via L.Abbiati, 22A - 25134 Brescia

info@cwash-dental.com

Tel: 030 0982904

P.IVA: 04056080981

Distribuito da



www.fraproduction.it

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele AT - Italy